



## Merkblatt zum Versand

Sehr geehrte/r Einsender,

Versandmaterial können Sie über unseren Fahrdienst beziehen. Unser Sekretariat nimmt unter **(040) 70 70 85-100** gerne Ihre Bestellung entgegen.

**Sollten Sie eigenes Versandmaterial verwenden wollen, haben wir hier einige Punkte zusammengestellt, die Sie beim postalischen Versand diagnostischer Proben beachten müssen:**

Der Transport diagnostischer Proben unterliegt den Vorschriften des Gefahrgutrechtes.

Die Proben, die Sie an uns senden, sind in der Kategorie B mit der UN 3373 eingeordnet.

Diese Proben dürfen als Maxibrief in einer starren kistenförmigen Außenverpackung (einer formstabilen Faltschachtel) innerhalb des Bundesgebietes versandt werden.

**Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten:**

- Das Primärgefäß muss in ein wasserdichtes Sekundärgefäß (Schutzgefäß) gegeben werden, welches Absorptionsmaterial enthalten muss.
- Das Schutzgefäß muss dann in eine ausreichend feste Außenverpackung gegeben werden. Die Mindestgröße beträgt 100mm x 100mm.
- Auf der Verpackung muss das Symbol „UN 3373 Biologische Stoffe Kategorie B“ stehen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Katharina Tiemann